

# *freezpen*®

Kryochirurgie  
leicht gemacht



# Freezpen ist ein leistungsfähiges kryochirurgisches Instrument zur Entfernung von benignen Läsionen.

## Einfach kraftvoll

Hochleistungs Mikrodüse (55-bar) erreicht Temperaturen von  $-89^{\circ}\text{C}$  im Gewebe für komplette Gewebe-Nekrose in Sekunden.

## Einfach präzise

Ultradünner scharfer Strahl für perfekte Präzision und ohne Beschädigung des gesunden Gewebes. Auswahl der Applikatoren.

## Einfaches Verfahren

Läsion diagnostizieren, richtigen Applikator wählen, zielen, vereisen, abwischen, nochmals vereisen. Fertig!

## Einfach schmerzlos

Kein Schmerz, keine Schnitte oder Blutung, keine Betäubung - sogar bei Kindern. Leichtes Brennen nach der Behandlung.

## Einfach perfekt

Perfekte Resultate ohne Narbenbildung. Gesundes Gewebe wird verschont; vereistes Gewebe verschwindet nach wenigen Wochen.

## Einfach praktisch

Bequeme Handhabung und Transport. Handliche Einweg-Patronen; Lagerung bei Raumtemperatur.

## Einfach gutes Business!

Jede Behandlung dauert nur Sekunden. Amortisation innert 10 Wochen bei nur sechs Anwendungen/Woche.



# Freezpen ermöglicht die Entfernung der gängigsten Haut-Pathologien in wenigen Sekunden.



Pigmentflecken



Hämangiome



Warzen



Dell Warzen



Stielwarzen



Muttermale



Pigmentflecken



Alterswarzen




Warzen



Muttermale



Warzen




Sonnenflecken

vor der Behandlung



nach der Behandlung





### 8g Freezen Set:

Freezen 8g Instrument Set - 2 Applikatoren Applikatoren, Codes: Blau und Weiss  
Gebrauchsanweisung und Pinzette für Filter Platzierung.

### 16g Freezen Set:

Freezen 16g Instrument Set - 3 Applikatoren Applikatoren, Codes: Blau, Weiss und Grün  
Gebrauchsanweisung und Pinzette für Filter Platzierung.



Packung mit 15 N<sub>2</sub>O Patronen mit 8g Füllung  
Karton mit 12 Schachteln.

Packung mit 6 N<sub>2</sub>O Patronen mit 16g Füllung  
Karton mit 12 Schachteln.



- 1-3mm Applikator ..... |
- 2-6mm Applikator ..... ||
- 4-8mm Applikator ..... |||

Leistung

# freezpen®

Kryochirurgie  
leicht gemacht

www.freezpen.com  
info@freezpen.com

Vetrieb/Distribution:

**ZEPPELIN**  
MEDICAL TECHNOLOGY

Zeppelin Medical Instruments GmbH  
Mozartstrasse 3, A - 6850 Dornbirn  
Tel. +43(0)5572/25 6 77 , Fax 25 6 79